

# PAL SPME fibras y Arrow

Fibras SPME y SPME Arrow para automuestreador PAL

6 Preparación y filtración de muestras



Imagen referencial del fabricante.

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                     | fibras y flechas SPME (microextracción en fase sólida) para automuestreadores PAL                                                 |
| <b>Fases</b>                    | PA, PDMS, DVB/PDMS, Carbon-WR/PDMS, DVB/Carbon-WR/PDMS                                                                            |
| <b>Fibra ejemplo</b>            | PDMS 100 µm, largo 10 mm, aguja 23 gauge                                                                                          |
| <b>Smart Arrow</b>              | 1.10 mm (muestreo headspace) o 1.5 mm manga ancha (inmersión directa); fase de 20 mm sobre acero inoxidable                       |
| <b>Smart Arrow 2</b>            | presión máxima del inyector GC 50 psi o menos                                                                                     |
| <b>Kits de conversión Arrow</b> | para inyectores split/splitless Shimadzu GC-2010 (no compatible con modelos SE o Plus) y GC-2030, Agilent 7890/8890, Thermo TRACE |

## Especificaciones

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                     | fibras y flechas SPME (microextracción en fase sólida) para automuestreadores PAL                                                 |
| <b>Fases</b>                    | PA, PDMS, DVB/PDMS, Carbon-WR/PDMS, DVB/Carbon-WR/PDMS                                                                            |
| <b>Fibra ejemplo</b>            | PDMS 100 µm, largo 10 mm, aguja 23 gauge                                                                                          |
| <b>Smart Arrow</b>              | 1.10 mm (muestreo headspace) o 1.5 mm manga ancha (inmersión directa); fase de 20 mm sobre acero inoxidable                       |
| <b>Smart Arrow 2</b>            | presión máxima del inyector GC 50 psi o menos                                                                                     |
| <b>Kits de conversión Arrow</b> | para inyectores split/splitless Shimadzu GC-2010 (no compatible con modelos SE o Plus) y GC-2030, Agilent 7890/8890, Thermo TRACE |
| <b>Compatible con</b>           | Shimadzu GC-2010 y GC-2030 (kits de conversión, ver variantes)                                                                    |
| <b>N pn restek</b>              | 54                                                                                                                                |

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**