

Q-sep QuEChERS dSPE tubos

Tubos de limpieza dSPE QuEChERS Q-sep

6 Preparación y filtración de muestras



Tipo	tubos de limpieza dispersiva (dSPE) con sales y sorbentes pre-pesados
Formatos	2 mL (100 tubos); 15 mL (50 tubos)
Contenido ejemplo	2 mL: 150 mg MgSO ₄ + 50 mg PSA (+ 50 mg GCB en la versión con carbón); 15 mL: 900 mg MgSO ₄ + 300 mg PSA + 150 mg GCB
Metodos	original sin tampón, AOAC 2007.01, EN 15662 y mini-multirresiduo (según Restek)
Aplicaciones	análisis multirresiduo de pesticidas
N pn restek	20

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Tipo	tubos de limpieza dispersiva (dSPE) con sales y sorbentes pre-pesados
Formatos	2 mL (100 tubos); 15 mL (50 tubos)
Contenido ejemplo	2 mL: 150 mg MgSO ₄ + 50 mg PSA (+ 50 mg GCB en la versión con carbón); 15 mL: 900 mg MgSO ₄ + 300 mg PSA + 150 mg GCB
Metodos	original sin tampón, AOAC 2007.01, EN 15662 y mini-multirresiduo (según Restek)
Aplicaciones	análisis multirresiduo de pesticidas
N pn restek	20

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160