

Q-sep QuEChERS sales de extracción

Sales de extracción QuEChERS Q-sep (kits y sobres)

6 Preparación y filtración de muestras



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	sales de extracción QuEChERS pre-pesadas en sobres (solo sobres o kit con tubos de 50 mL)
Variantes metodo	Original (4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl); EN (4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl, 1 g TSCD, 0.5 g DHS); AOAC (6 g MgSO ₄ , 1.5 g NaOAc)
Contenido kit	50 sobres y 50 tubos de 50 mL
Ventajas segun restek	sales de flujo libre, sobres delgados que caben en el tubo, no requiere material de vidrio
Aplicaciones	extracción QuEChERS de pesticidas en alimentos
N pn restek	7

Especificaciones

Tipo	sales de extracción QuEChERS pre-pesadas en sobres (solo sobres o kit con tubos de 50 mL)
Variantes metodo	Original (4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl); EN (4 g MgSO ₄ , 1 g NaCl, 1 g TSCD, 0.5 g DHS); AOAC (6 g MgSO ₄ , 1.5 g NaOAc)
Contenido kit	50 sobres y 50 tubos de 50 mL
Ventajas segun restek	sales de flujo libre, sobres delgados que caben en el tubo, no requiere material de vidrio
Aplicaciones	extracción QuEChERS de pesticidas en alimentos
N pn restek	7

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160