

# Muestreador headspace HS-10

Muestreador headspace de 20 viales para GC

1 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatible</b>         | GC Shimadzu (opción del Nexis GC-2060 y GC-2010 Pro)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Uso</b>                | solventes residuales farmacéuticos y VOC en aguas residuales   control electrónico de flujo AFC/APC y cámara de viales termostatzada   función de mezcla por agitación   calentamiento previo del siguiente vial durante el análisis (solapamiento) |
| <b>Inyección</b>          | bucle inactivado de 1 mL (estándar), 0,5 mL o 2 mL (opción)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacidad</b>          | 20 viales; 6 viales calentados a la vez                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Agitación del vial</b> | hasta 3 niveles                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Horno</b>              | temperatura ambiente +10 a 225 °C (ajuste 35 a 225 °C)                                                                                                                                                                                              |

## Especificaciones comunes de la serie

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Compatible</b>              | GC Shimadzu (opción del Nexis GC-2060 y GC-2010 Pro)                                                                                                                                                                                                |
| <b>Uso</b>                     | solventes residuales farmacéuticos y VOC en aguas residuales   control electrónico de flujo AFC/APC y cámara de viales termostatzada   función de mezcla por agitación   calentamiento previo del siguiente vial durante el análisis (solapamiento) |
| <b>Inyección</b>               | bucle inactivado de 1 mL (estándar), 0,5 mL o 2 mL (opción)                                                                                                                                                                                         |
| <b>Capacidad</b>               | 20 viales; 6 viales calentados a la vez                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Agitación del vial</b>      | hasta 3 niveles                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Horno</b>                   | temperatura ambiente +10 a 225 °C (ajuste 35 a 225 °C)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea de muestra</b>        | temperatura ambiente +10 a 225 °C (ajuste 35 a 225 °C)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Línea de transferencia</b>  | temperatura ambiente +10 a 225 °C (ajuste 35 a 225 °C)                                                                                                                                                                                              |
| <b>Control de gas portador</b> | electrónico (AFC del GC)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Presurización de vial</b>   | electrónico (APC del GC)                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Software</b>                | LabSolutions LC/GC                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Consumo</b>                 | 1400 VA máx.                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dimensiones</b>             | W407 x D527 x H455 mm                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Peso</b>                    | 35 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Compatible con</b>          | Nexis GC-2060, Nexis GC-2030, Brevis GC-2050, GC-2014, GC-2010/GC-2010 Plus                                                                                                                                                                         |

## Versiones y códigos

| Modelo | Código |
|--------|--------|
| HS-10  | HS-10  |

---

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**