

iSpect DIA-10

Sistema de análisis dinámico de imagen de partículas iSpect DIA-10

Tamaño de partícula



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación 115 o 230 V CA, 100 VA, 50/60 Hz
(versión 230 V cubre Chile)

Método análisis dinámico de imagen

Rango de tamaño 5 a 100 μm

Reproducibilidad de concentración en número CV <= 5 %

Muestra 50 a 1000 μL

Bomba jeringa, 0,1 mL/min

Especificaciones

Método	análisis dinámico de imagen
Rango de tamaño	5 a 100 μm
Reproducibilidad de concentración en número	CV <= 5 %
Muestra	50 a 1000 μL
Bomba	jeringa, 0,1 mL/min
Parámetros	diámetros equivalentes, longitud máx., Feret, perímetro, circularidad, relación de aspecto, área, brillo
Materiales húmedos	PEEK, resina fluorada, cuarzo, goma fluorada (unidad de medición)
Dimensiones	medición W223×D465×H205 mm, 10 kg; bomba W97×D190×H150 mm, 3 kg

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 115 o 230 V CA, 100 VA, 50/60 Hz (versión 230 V cubre Chile).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160