

Nexera Prep

Sistema de cromatografía preparativa Nexera Prep

Aplicación



Imagen referencial del fabricante.

Bombas	LC-40D (44 MPa; 0,0001-10 mL/min), LC-20AR (49 MPa; 0,001-20 mL/min) y LC-20AP (42 MPa; 0,01-150 mL/min)
Uso	purificación desde microgramos hasta gramos; software Open Solution; simulación de fraccionamiento; desalado automático
Columnas	Shim-pack Scepter C18, HD-C18, C8, Phenyl y PFPP en 1,9 / 3 / 5 µm

Especificaciones

Bombas	LC-40D (44 MPa; 0,0001-10 mL/min), LC-20AR (49 MPa; 0,001-20 mL/min) y LC-20AP (42 MPa; 0,01-150 mL/min)
Uso	purificación desde microgramos hasta gramos; software Open Solution; simulación de fraccionamiento; desalado automático
Columnas	Shim-pack Scepter C18, HD-C18, C8, Phenyl y PFPP en 1,9 / 3 / 5 µm

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160