

TOC-VWP

Analizador de carbono orgánico total por oxidación húmeda TOC-VWP (serie TOC-V tipo húmedo)
TOC laboratorio



Imagen referencial del fabricante.

Método	oxidación húmeda: ácido fosfórico y persulfato con luz UV y calor; detección NDIR de alta sensibilidad
Mediciones	TC, IC, TOC (=TC-IC), NPOC (acidificación y sparging)
Operación	modelo controlado por PC (asistentes de medición y calibración; contraseñas y restricción de operadores; exporta a Excel)
Autosampler	ASI-V / OCT-1 (ver accesorios)

Especificaciones

Método	oxidación húmeda: ácido fosfórico y persulfato con luz UV y calor; detección NDIR de alta sensibilidad
Mediciones	TC, IC, TOC (=TC-IC), NPOC (acidificación y sparging)
Operación	modelo controlado por PC (asistentes de medición y calibración; contraseñas y restricción de operadores; exporta a Excel)
Autosampler	ASI-V / OCT-1 (ver accesorios)

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160