

K56290

Oxidation Stability Apparatus

K56100, K56190, K56200, K56290 - Cigre Oxidation Stability - IP 48, IP 280, IP 306, IP 307

Código	K56290
Alimentación	220-240/50-60 For IP 48 Method
Alimentación (fabricante)	220-240/50-60 For IP 48 Method
Normas	IP 48, IP 280, IP 306, IP 307, IP 335
Rango temperatura	80 to 200°C
Estabilidad temperatura	±0.2°C
Capacidad	Twelve samples

Especificaciones

Alimentación (fabricante)	220-240/50-60 For IP 48 Method
Normas	IP 48, IP 280, IP 306, IP 307, IP 335
Rango temperatura	80 to 200°C
Estabilidad temperatura	±0.2°C
Capacidad	Twelve samples
Electrico	115V 60Hz, Single Phase, 12.1A / 220-240V 50/60Hz, Single Phase, 6.3A
Peso neto	186 lbs (84.4kg)
Peso envio	245 lbs (111.1kg)
Temperature uniformity	±0.2°C
Standard model	1L/h to each sample
Ip 48 model	15L/h to each sample
Bath	dia.xh,in.(cm)
Flowmeter stand	lxwxh,in.(cm)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220-240/50-60 For IP 48 Method.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160