

NE-410

Atomizador para secciones de tejido patológico Roundfin NE-410

Otros



Imagen referencial del fabricante.

Código	NE-410
Modelo	NE-410
Tipo	Ultrasonic Tissue Section Atomizer
Atomization Technology	Ultrasonic — adjustable mist volume and airflow
Mist Contact Method	Via bellows — direct or indirect contact with paraffin sections
Section Quality Improvement	Prevents rolling; ensures full expansion; eliminates skirt wrinkles

Especificaciones

Modelo	NE-410
Tipo	Ultrasonic Tissue Section Atomizer
Atomization Technology	Ultrasonic — adjustable mist volume and airflow
Mist Contact Method	Via bellows — direct or indirect contact with paraffin sections
Section Quality Improvement	Prevents rolling; ensures full expansion; eliminates skirt wrinkles
Placement	Compact design — directly on paraffin microtome platform
Atomizer Replacement	Simple, tool-free replacement — easy operation and cleaning
Compatibility	Compatible with most standard rotary microtomes
Peso	Lightweight and portable — easy to reposition between workstations
Garantía	Manufacturing defect replacement

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160