

TOC-1000e S

Analizador TOC en línea para agua ultrapura TOC-1000e S (semiconductores; lanzado nov-2025)



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz, 100 VA (cubre 220 V / 50 Hz)
Método	oxidación UV con medición por conductividad
Rango	TOC 0-500 µg/L
Límite de detección	0,02 µg/L
Repetibilidad	±0,05 µg/L (<= 1 µg/L)
Exactitud	±5 % (500 µg/L sacarosa)

Especificaciones

Método	oxidación UV con medición por conductividad
Rango	TOC 0-500 µg/L
Límite de detección	0,02 µg/L
Repetibilidad	±0,05 µg/L (<= 1 µg/L)
Exactitud	±5 % (500 µg/L sacarosa)
Arranque	5 min
Ciclos	5, 10, 15 o 30 min
Muestra	25±5 °C (operación 10-50 °C); conductividad <= 0,1 µS/cm; 30-200 mL/min
Dimensiones	270 (W)×180 (H)×140 (D) mm, 3,0 kg
Protección	IP33

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 100 VA (cubre 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160