

TOC-1000e

Analizador TOC en línea para agua pura TOC-1000e (oxidación UV + conductividad)



Imagen referencial del fabricante.

Alimentación	100-240 V CA, 50/60 Hz (cubre 220 V / 50 Hz)
Método	oxidación UV con medición por conductividad
Mediciones	TOC, conductividad (o resistividad específica), temperatura
Rango	TOC 0-500 µg/L (0-2.000 µg/L opcional); conductividad 0,023-206 µS/cm
Límite de detección	0,1 µg/L
Exactitud	TOC ±5 % (500 µg/L sacarosa)

Especificaciones

Método	oxidación UV con medición por conductividad
Mediciones	TOC, conductividad (o resistividad específica), temperatura
Rango	TOC 0-500 µg/L (0-2.000 µg/L opcional); conductividad 0,023-206 µS/cm
Límite de detección	0,1 µg/L
Exactitud	TOC ±5 % (500 µg/L sacarosa)
Repetibilidad	CV ≤ 1 % o SD ≤ 0,3 µg/L
Ciclos	2,5 min a 24 h
Muestra	10-50 °C, 30-500 mL/min, sin sólidos, conductividad ≤ 2 µS/cm
Salidas	USB, impresora, LAN, Modbus TCP/IP, analógica 4-20 mA ×3, contactos
Pantalla	táctil color 7"
Protección	IP33
Montaje	mesa, pared o poste
Dimensiones	W270×D140×H180 mm

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 100-240 V CA, 50/60 Hz (cubre 220 V / 50 Hz).

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160